

Seria pipet LABMATE PRO

Seria pipet zmiennopojemnościowych LABMATE PRO to połączenie najbardziej wytrzymałych, odpornych chemicznie i mechanicznie materiałów z doskonałymi parametrami powtarzalności i dokładności. Szeroki wybór pojemności modeli jedno i wielokanałowych pipet sprawia, że mogą być one stosowane w różnego rodzaju laboratoriach. Pipety mogą być poddawane sterylizacji promieniami UV oraz w autoklawie.




- Ergonomiczny kształt i niska waga
- Potwierdzona dokładność i powtarzalność
- Odporna na UV, w pełni autoklawowalna
- Trzony pipet 5 i 10 ml wyposażone w filtry
- Dostępne w wersji 8- i 12-kanałowej
- Kolorowe trzony ułatwiają identyfikację pojemności



Regulowana długość wyrzutnika umożliwi dostosowanie go do większości popularnych końcówek



Podwójna nastawa pojemności przyciskiem pipetowania lub pokrętką nastawy objętości




System „miękkich” sprężyn ułatwia pipetowanie

Pipety wielokanałowe LABMATE PRO zostały wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonów. Mechanizm ten znacznie obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek. Obrotowy wyrzutnik 360° umożliwia zrzucanie końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu.



5484

Statyw karuzelowy



5449

Statyw wielostanowiskowy



5480

Statyw 4-stanowiskowy plexi



5479

Statyw 1-stanowiskowy plexi

| Model | Nr kat. | Kolor | Pojemność (µl) | A (%) | P (%) | Końcówka bez filtra |
|----------|---------|-------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| LMP2* | 5661 | ● | 0.2 1.0 Max 2.0 | ± 12.0 ± 2.7 ± 1.5 | ± 6.0 ± 1.3 ± 0.7 | 10 µl |
| LMP10 | 5662 | ● | Min 0.5 5.0 Max 10.0 | ± 4.0 ± 1.0 ± 0.5 | ± 2.8 ± 0.6 ± 0.4 | |
| LMP20 | 5663 | ● | Min 2 10 Max 20 | ± 3.0 ± 1.0 ± 0.8 | ± 1.5 ± 0.5 ± 0.3 | 200 µl |
| LMP50 | 5667 | ● | Min 5 25 Max 50 | ± 2.5 ± 1.0 ± 0.8 | ± 2.0 ± 0.6 ± 0.4 | |
| LMP100 | 5664 | ● | Min 10 50 Max 100 | ± 1.6 ± 0.8 ± 0.8 | ± 0.80 ± 0.24 ± 0.20 | |
| LMP200 | 5665 | ● | Min 20 100 Max 200 | ± 1.2 ± 0.8 ± 0.6 | ± 0.60 ± 0.25 ± 0.20 | 300 µl |
| LMP250 | 5660 | ● | Min 50 125 Max 250 | ± 1.0 ± 0.8 ± 0.6 | ± 0.4 ± 0.3 ± 0.3 | |
| LMP1000 | 5666 | ● | Min 100 500 Max 1000 | ± 1.6 ± 0.7 ± 0.6 | ± 0.40 ± 0.20 ± 0.15 | 1000 µl |
| LMP5000 | 5668 | ○ | Min 500 2500 Max 5000 | ± 1.2 ± 0.6 ± 0.5 | ± 0.5 ± 0.20 ± 0.15 | 5000 µl |
| LMP10000 | 5669 | ○ | Min 1000 5000 Max 10000 | ± 2.5 ± 0.8 ± 0.5 | ± 0.6 ± 0.3 ± 0.2 | 10000 µl |

* LMP2 minimalna pojemność 0.1 µl

| Model | Nr kat. | Kolor | Pojemność (µl) | A (%) | P (%) | Końcówka bez filtra |
|-----------------------|--------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| LMP8-10 LMP12-10 | 6281 6285 | ● | Min 0.5 5 Max 10 | ± 10 ± 4.0 ± 2.0 | ± 8.0 ± 2.0 ± 1.2 | 10 µl |
| LMP8-50 LMP12-50 | 6282 6286 | ● | Min 5 25 Max 50 | ± 4.0 ± 3.0 ± 1.6 | ± 2.5 ± 1.2 ± 0.6 | 200 µl |
| LMP8-200 LMP12-200 | 6283 6287 | ● | Min 20 100 Max 200 | ± 3.0 ± 1.5 ± 1.0 | ± 1.5 ± 0.8 ± 0.6 | 300 µl |
| LMP8-300 LMP12-300 | 6284 6288 | ● | Min 50 150 Max 300 | ± 1.6 ± 1.2 ± 1.0 | ± 1.5 ± 1.0 ± 0.6 | |

| Produkt | Nr kat. | Pipety | Akcesoria |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| LABMATE PRO STARTER 4 PACK | 7905 | LMP10 LMP20, LMP200 LMP1000 | Statyw 4-stanowiskowy plexi Końcówki 10 µl, 96 szt. Końcówki 200 µl, 96 szt. Końcówki 1000 µl, 96 szt. Klucz kalibracyjny x 4 Wieszak na pipetę x 4 Instrukcje użytkowania |

